

www.drivemedical.com

driveTM

bariatric extra large drop arm commode

asiento bariátrico con inodoro extra grande con brazo desplegable

siège d'aisance surdimensionné avec appuie-bras escamotables pour personnes obèses




EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

driveTM

commode assembly instructions and precautions



WEIGHT CAPACITY: 1000 LBS.

assembling commode seat & lid:

1. Before assembling, allow toilet seat and lid to reach room temperature if exposed to cold. This will help prevent the seat and lid clamps from cracking while being assembled onto commode back frame rail.
2. Align the toilet seat clamps onto the back frame rail. (Both clamps should sit outside the pail brackets.) Push down on seat until clamps snap firmly into place.
3. Slide pail in from front of commode.

additional precautions

1. Toilet seat must be in down position before use. Failure to do so may result in breakage of commode and possible injury.
2. Do NOT install commode without first reading and understanding this assembly and instruction sheet. If you can not understand these instructions, contact a healthcare, dealer or technical professional before attempting to install. Otherwise, injury or damage may occur.
3. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
4. Ensure ALL screws, nuts and/or bolts are tightened.
5. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
6. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
7. Users with limited physical strength should be supervised or assisted while using commode.

EXAMINE THE FOLLOWING ANNUALLY

- Make sure the leg support buttons are securely through their height adjustment holes
- Examine the unit for loose, missing, or damaged nuts, bolts, screws, knobs. Tighten or replace as necessary.

Instrucciones y precauciones para armar la silla con inodoro



Figura 1 abrazaderas del asiento



CAPACIDAD DE PESO: 1000 LBS / 453 KG

montaje de la silla y la tapa del inodoro

1. Antes de armar la silla y la tapa del inodoro, permita que alcance la temperatura ambiente si estuvo expuesta al frío. Esto evitará que las abrazaderas de la silla y la tapa se agrieten al armarse dentro del riel del armazón del respaldo del inodoro.
2. Alinear las abrazaderas del asiento del inodoro con el riel del armazón del respaldo. (Ambas abrazaderas deben descansar fuera de los soportes de la cubeta). Presione el asiento hacia abajo hasta que las abrazaderas se encajen firmemente en su lugar.

3. Deslice la cubeta hacia adentro por la parte del frente de la silla con inodoro.

Precauciones adicionales

1. El asiento del inodoro debe estar en la posición hacia abajo antes de usarse. De no hacerlo así, el inodoro se puede romper y existe la posibilidad de lesión.
2. NO instale el inodoro sin primero leer las instrucciones, entender la manera de armarlo y la hoja de instrucciones. Si no puede entender estas instrucciones, póngase en contacto con un profesional de salud, un distribuidor o profesional técnico antes de tratar de instalarla. El no hacerlo puede ocasionar lesiones o daños.
3. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
4. Asegúrese que TODOS los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
5. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o si están ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
6. Todos los cuatro tapones de las patas DEBEN de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
7. Los usuarios con limitada fuerza física deben ser supervisados o ayudados mientras están usando el inodoro.


REVISE ANUALMENTE LO SIGUIENTE

- Asegúrese de que los botones de los soportes de las patas estén colocados de manera segura en los orificios de ajuste de altura.
- Revise la unidad para ver que no tenga tuercas, pernos, tornillos o perillas flojas, faltantes o dañadas. Apriételas o remplácelas si es necesario.

Instructions pour l'assemblage et mises en garde



Figure 1



CAPACITE: 1000 LBS / 453 KG

Assemblage du siège et du couvercle

1. Avant de procéder à l'assemblage, laissez le siège et le couvercle atteindre la température de la pièce s'ils ont été exposés au froid. Ceci empêchera les pinces de craquer lors de l'assemblage sur le cadre du siège d'aisance.
2. Alignez les pinces du siège de toilette sur la partie arrière du cadre (les deux pinces devraient se trouver à l'arrière des supports du seau). Appuyez sur le siège vers le bas jusqu'à ce que les pinces soient engagées sur le cadre.
3. Faites glisser le seau sous le siège, par l'avant.

Mises en garde supplémentaires

1. Le siège de toilette doit être rabaisssé avant l'utilisation sans quoi vous risquez d'abîmer le siège d'aisance ou de vous blesser.
2. N'installez pas le siège d'aisance avant d'avoir lu et compris les instructions d'assemblage et d'utilisation. Si vous ne comprenez pas ces instructions, consultez un spécialiste des soins de santé, votre revendeur ou un technicien spécialisé avant de procéder à l'installation, afin d'éviter les blessures ou les dommages.
3. Inspectez toutes les pièces afin de déceler des dommages encourus pendant le transport. **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT** si vous notez la présence de dommages. Communiquez avec le service de livraison ou votre revendeur pour connaître la marche à suivre.
4. Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous et boulons sont serrés.
5. Vérifiez que les embouts de caoutchouc sont présents et dépourvus de craquelures ou de signes d'usure. Remplacez-les le cas échéant.
6. Les quatre pieds (et les embouts de caoutchouc) doivent toucher le sol en tout temps.
7. Un utilisateur dont la force physique est limitée doit utiliser ce produit sous supervision ou avec assistance.

EFFECTUEZ CES VÉRIFICATIONS ANNUELLEMENT

- Assurez-vous que les boutons pousoirs sortent bien par les trous d'ajustement.
- Vérifiez que tous les écrous, boulons, vis et boutons sont présents, bien serrés et qu'ils ne sont pas endommagés. Serrez ou remplacez ces pièces au besoin.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado para estar libre de defectos en materiales y fabricación de por vida para el comprador original.

Este aparato se construyó de acuerdo a estándares de exactitud y fue inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. La garantía limitada de por vida es una muestra de nuestra confianza en los materiales y fabricación de nuestros productos y en nuestra aseveración al consumidor de años fiables de servicio.

Esta garantía no cubre las fallas de la unidad debido al mal uso o negligencia por parte del dueño o por el uso y desgaste normal. La garantía no se aplica a componentes no durables, como lo son accesorios de plástico, ruedas giratorias y mangos que están sujetos a un desgaste normal y que necesitan reemplazarse periódicamente.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, póngase en contacto con un distribuidor autorizado Drive.

The logo consists of the word "drive" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letter "d" is blue, the "r" is orange, the "i" is blue, the "v" is blue, and the "e" is blue. A small trademark symbol (TM) is located at the top right of the "e".

© 2012 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

The logo consists of the word "drive" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letter "d" is blue, the "r" is orange, the "i" is blue, the "v" is blue, and the "e" is blue. A small trademark symbol (TM) is located at the top right of the "e".

© 2012 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Hecho en China

garantie limitée à vie

Votre produit Drive est garanti contre les défauts de fabrication et de matériel pour toute la vie de l'acheteur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes strictes et a été minutieusement inspecté avant l'envoi. Cette garantie limitée à vie illustre la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que vous serez satisfait pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne couvre pas les défectuosités dues à un usage abusif ou à la négligence de l'utilisateur, ni à l'usure normale. Elle ne couvre pas les composants non durables comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées qui sont sujettes à l'usure et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions ou si vous désirez connaître les détails de cette garantie, consultez votre revendeur Drive.

The logo consists of the word "drive" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "d" is blue, the "r" is orange, the "i" is white, the "v" is blue, and the "e" is white. A small "TM" symbol is located at the top right of the "e".

© 2012 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Fabriqué en Chine

www.drivemedical.com

