



www.drivemedical.com

REV1.4.14.14

Home Bed Assist Handle
Mango Auxiliar Para La
Cama

Appui Pour L'accès Au Lit

Item # RTL15073




www.drivemedical.com

REV1.4.14.14


Installation Instructions

The Home Bed Assist Handle is designed for use with most mattress and box spring type beds.


1. Remove contents from carton.
2. Slide end of nylon strap over opposite end of the straight pole, leaving room for the handle to be installed. Repeat for the second pole.
3. Attach handle section over the end of the straight pole by depressing brass push pin and sliding into place, making sure push pin snaps back into place. This will secure the strap to the bed assist handle (Figure 1).



4. Remove mattress from the bed.
5. Position safety rail at desired position. The space between the vertical handle bars and other bedside device or bed board must be less than 2.25 inches (60mm), or larger than 9.25 inch (235mm).
6. Unbuckle strap. Wrap strap around the underside of the box spring / bed frame and re-buckle to secure in place. Tighten strap as necessary (Figure 2).



7. Return mattress to bed (Figure 3).




WARNING

- This assist handle is intended for assisting in and out of bed only. DO NOT use for other purposes.
- Mattress must fit bed frame and assist handle snugly to prevent potential patient entrapment.
- Follow installation instruction to prevent potential patient entrapment.
- Patient entrapment may cause injury or death!


Instrucciones de instalación

El Mango auxiliar para la cama está diseñado para usarse con camas con todo tipo de colchones y bases para colchón.


1. Saque las partes de la caja.
2. Deslice el extremo de la correa de nylon sobre el extremo opuesto del poste recto, dejando espacio para instalar el mango. Repita lo mismo para el otro poste.
3. Fije la sección del mango sobre el extremo del poste recto al apretar las clavijas a presión y deslizarlas en su lugar, asegúrese que las clavijas se fijen en su lugar. Esto asegurará la correa al mango auxiliar para la cama (Figura 1).



4. Quite el colchón de la cama.
5. Coloque el riel de seguridad en la posición deseada. El espacio entre las barras de la agarradera vertical y los otros dispositivos o la cabecera de la cama debe estar a menos de 2.25 pulgadas (60mm), o más de 9.25 pulgadas (235mm).
6. Desabroche la correa. Envuelva la correa alrededor de la parte inferior de la base del colchón/armazón de la cama y vuelva a abrocharlo de manera segura. Apriete la correa como sea necesario (Figura 2).



7. Vuelva a colocar el colchón sobre la cama (Figura 3).




ADVERTENCIA

- Este mango auxiliar está diseñado solamente para ayudar a subirse y bajarse de la cama. NO lo use para ningún otro propósito.
- El colchón debe ajustarse al armazón de la cama y al mango auxiliar para evitar la posibilidad de que el paciente quede atrapado.
- Siga las instrucciones de instalación para evitar la posibilidad de que el paciente quede atrapado.
- ¡Si el paciente queda atrapado se pueden ocasionar lesiones o la muerte!


Instructions pour l'installation

L'appui pour l'accès au lit Bed Assist Handle est conçu pour être utilisé avec la plupart des types de matelas et de sommiers.


1. Retirez le contenu de la boîte.
2. Faites glisser l'extrémité de la courroie de nylon dans l'extrémité opposée du tube droit, en laissant un espace pour installer la poignée. Répétez l'opération avec le second tube.
3. Fixez la partie « poignée » par dessus l'extrémité du tube droit en appuyant sur les goupilles de laiton et en faisant glisser un tube. Assurez-vous que la goupille ressort complètement par l'orifice d'ajustement. Ceci fixera la courroie à la poignée d'assistance (Figure 1).



4. Retirez le matelas du lit.
5. Installez l'appui de manière sécuritaire à la position désirée. La distance entre la partie verticale des poignées et les autres éléments de côté du lit ou de la base du lit doit être inférieure à 60 mm (2,25 po), ou supérieure à 235 mm (9,25 po).
6. Détachez la boucle de la courroie. Enroulez la courroie autour du sommier du lit ou du cadre du lit et rebouclez la boucle. Serrez la courroie autant que nécessaire (Figure 2).



7. Reposez le matelas sur le lit (Figure 3).



AVERTISSEMENTS

- L'appui pour l'accès au lit est conçu pour fournir un soutien pour accéder et descendre du lit. Ne l'utilisez que pour cette fonction.
- Utilisez un matelas dont les caractéristiques correspondent parfaitement au lit et au support pour éviter que le patient ne se coince.
- Suivez les instructions d'installation afin d'éliminer les risques que le patient ne se coince.
- Le fait de se coincer avec ce produit peut causer des blessures ou être fatal.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2013 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in USA

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2013 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en USA

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2013 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine



www.drivemedical.com